

ИНТЕРХИМ

KONZENTRAT

U-GEL ЦИТРУС

ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ
УНИВЕРСАЛЬНОГО
СРЕДСТВА ОЧИСТКИ




ОЧИСТКА
НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ



ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ



МЫТЬЕ ПОСУДЫ



РАЗБАВЛЕНИЕ ВОДОЙ



БЕЗОПАСНАЯ ФОРМУЛА



Konzentrat U-Gel ЦИТРУС: Концентрированный высокопенный гель с нейтральным уровнем pH и цитрусовым запахом для регулярной очистки всех типов моющихся водостойких полов, стен, оборудования и других поверхностей, в т.ч. деликатных (глянцевых поверхностей, натуральных материалов, цветных металлов и т.п.) Не оставляет разводов, не требует смывания. Эффективен в горячей и холодной воде любой жёсткости. Содержит в своем составе натуральный растворитель природного происхождения. Не содержит абразивов, щелочей, кислот, хлорных и перекисных соединений и других агрессивных компонентов. Для профессионального применения.

Применение: в соответствии с Технологическим регламентом К-1. Перемешать (взболтать) средство в канистре; приготовить раствор средства; плотно закрыть канистру после применения; вымыть обрабатываемую поверхность раствором средства; дождаться высыхания поверхности.

Разбавление: При регулярной очистке: рекомендуемое разбавление: от 50 до 100 мл средства на 10 л воды (0,5-1,0% раствор), в зависимости от типа и степени загрязненности поверхности; допустимое разбавление: 10 мл на 10 л воды (0,1% раствор). При генеральной уборке: от 200 мл до 1 л средства на 10 л воды (2-10% раствор). Для устранения сложных и застарелых загрязнений средство используется в неразбавленном виде.

Меры предосторожности: Осторожно! Не глотать! Перед использованием ознакомиться со способом применения и маркировкой продукта. Не смешивать с другими химическими средствами. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы и слизистые оболочки. Использовать резиновые перчатки и средства защиты глаз. При попадании средства в глаза, на слизистые оболочки или кожные покровы промыть большим количеством проточной воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании прополоскать рот, выпить большое количество воды. Обратиться за медицинской помощью, по возможности показать маркировку продукта.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

Состав: вода, АПАВ (5..15%), НПАВ (<5%), комбинация растворителей, ароматизатор (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.

pH = 7,0±0,5.

Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
5 л	Kn10150	2 шт.
5 л ПЭТ	Kn10155	4 шт.
1 л	Kn10110	10 шт.

